

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310038
CÓDIGO / CODE	107091
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	10709119165
DATA DE FABR./MANUF. DATE	11/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719519172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2021
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725519106
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	78.1 - 108	92.8
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	224 - 309	263

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control