

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310038  
**CÓDIGO / CODE** 107091  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040250K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

**KIT**  
LOTE / LOT: 10709120168  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MK  
LOTE / LOT: 10719520174  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

**PADRÃO / STANDARD**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040003P  
LOTE / LOT: 10725520108  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.48
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	72.2 - 99.7	87.5
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	220 - 304	259.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control