

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310038
CÓDIGO / CODE 107091
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10709120170
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MK
LOTE / LOT: 10719520175
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040003P
LOTE / LOT: 10725520109
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.48
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	72.2 - 99.7	87.5
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	220 - 304	259.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control