

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310038	
CÓDIGO / CODE	107091	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10709121179
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	01/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
	LOTE / LOT:	10719520181
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2022
	PADRÃO / STANDARD	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
	LOTE / LOT:	10725520115
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	74.50 - 103.00	91.4
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	230.00 - 317.00	278.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control