

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310204</b>                        |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>109380</b>                             |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1040500KWS</b>                         |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>GLICOSE WS 2X250ML</b>                 |
|                                     | <b>KIT</b>                                |
|                                     | LOTE / LOT: 1093801969                    |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2019         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021   |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>             |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MKWS |
|                                     | LOTE / LOT: 1093831965                    |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021   |

| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>  | <b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>       | <b>RESULTADO / RESULTS</b> |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE            | LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH       | Conforme/According         |
| ODOR/ODOUR                      | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL | Conforme/According         |
| pH (25 oC)                      | 7.4 - 7.6                                  | 7.49                       |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.050                              | 0.003                      |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)  | 78.1 - 108                                 | 92.8                       |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)  | 224 - 309                                  | 263                        |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control