

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310204  
**CÓDIGO / CODE** 110166  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040180MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 6X30ML

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1101662158  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 10/2021  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1040030MMWS  
**LOTE / LOT:** 1101672156  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/2023

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION         | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION              | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE            | LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH       | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR                      | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL | CONFORME/ACCORDING  |
| pH (25 oC)                      | 7.4 - 7.6                                  | 7.50                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.050                              | 0.003               |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)  | 71.9 - 99.3                                | 88.0                |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)  | 213 - 294                                  | 261.2               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**