

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310204</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111185</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040174.4RWS</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	1111852129
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040043.6RWS
	LOTE / LOT:	1111862128
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	83.1
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	258.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control