

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310093
CÓDIGO / CODE 110132
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2080075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)

KIT
 LOTE / LOT: 1101322069
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2020
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1M
 LOTE / LOT: 1101332062
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2M
 LOTE / LOT: 1101342063
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| pH (37 oC) R2 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE 27547 (U/L) | 56.50 - 84.70 | 70.1 |
| TRULAB P - LOTE 27548 (U/L) | 181.00 - 272.00 | 225.2 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
 Controle de Qualidade / Quality Control