

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310048 |
| CÓDIGO / CODE | 107100 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1080075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10710021134 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 03/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1K |
| | LOTE / LOT: 10720721118 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2K |
| | LOTE / LOT: 10720621117 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 (25 oC) | 1 - 1.2 | 1.17 |
| pH R2 (25 oC) | 0 - 0.2 | 0.13 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.000 |
| TRULAB N - 27547 (mg/dL) | 0.54 - 0.92 | 0.70 |
| TRULAB P - 27548 (mg/dL) | 1.22 - 2.08 | 1.61 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control