

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310055 |
| CÓDIGO / CODE | 107102 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1090075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 10710221137 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 06/2021 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2022 |
| REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1090020R1K |
| LOTE / LOT: | 10720921116 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2022 |
| REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1090015R2K |
| LOTE / LOT: | 10721021117 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 (25 oC) | 0.7 - 0.9 | 0.81 |
| pH R2 (25 oC) | 0.8 - 1 | 0.88 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.007 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.005 |
| TRULAB N - 27547 (mg/dL) | 1.14 - 1.94 | 1.34 |
| TRULAB P - 27548 (mg/dL) | 3.66 - 6.23 | 4.68 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control