

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310055
CÓDIGO / CODE 107102
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1090075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML

KIT
LOTE / LOT: 10710221142
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K
LOTE / LOT: 10720921120
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K
LOTE / LOT: 10721021121
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW | CONFORME/ACCORDING |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| pH R1 (25 oC) | 0.7 - 0.9 | 0.80 |
| pH R2 (25 oC) | 0.8 - 1 | 0.94 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.007 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.007 |
| TRULAB N - 28657 (mg/dL) | 1.14 - 1.94 | 1.31 |
| TRULAB P - 29696 (mg/dL) | 3.42 - 5.83 | 4.76 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control