

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310055**  
**CÓDIGO / CODE** **107103**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **1090250K**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 5X40ML + R2 1X50ML**

**KIT**

LOTE / LOT: 10710318114  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 06/2018  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2019

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090040R1K  
 LOTE / LOT: 10721118104  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2019

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050R2K  
 LOTE / LOT: 10721218104  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.85
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.004
TRULAB N - 23843 (mg/dL)	1.08 - 1.84	1.41
TRULAB P - 22804 (mg/dL)	3.57 - 6.08	4.49

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
 Controle de Qualidade / Quality Control