

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310055 |
| CÓDIGO / CODE | 110138 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1090075M |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1101382043 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2020 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1M |
| | LOTE / LOT: 1101392041 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2M |
| | LOTE / LOT: 1101402041 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO, LEVEMENTE OPACO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 0.70 - 0.90 | Conforme/According |
| PH (25oC) R2 | 0.80 - 1.00 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 -546 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL) | 1.14 - 1.94 | 1.42 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL) | 3.66 - 6.23 | 4.39 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control