

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310058 |
| CÓDIGO / CODE | 108361 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 3010060K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO |
| | KIT |
| LOTE / LOT: | 10836118102 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 12/2018 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 12/2020 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 3010030MK |
| LOTE / LOT: | 1083601864 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 12/2020 |
| | PADRÃO / STANDARD |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 3010003P |
| LOTE / LOT: | 10739018119 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 02/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.4 - 7.6 | 7.44 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm | 0.280 - 0.500 | 0.328 |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL) | 7.69 - 9.59 | 9.06 |
| TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL) | 9.81 - 12.2 | 11.75 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control