

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310058**
CÓDIGO / CODE **108361**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3010060K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO**

KIT

LOTE / LOT: 1083611888
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010030MK
 LOTE / LOT: 1083601856
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2019

PADRÃO / STANDARD

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010003P
 LOTE / LOT: 10739018110
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.336
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	8.99 - 11.2	10.67
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	10.3 - 12.8	12.43

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
 Controle de Qualidade / Quality Control