

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310058**
CÓDIGO / CODE **108361**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3010060K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO**

KIT

LOTE / LOT: 1083611894
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 06/2018
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010030MK
 LOTE / LOT: 1083601859
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020

PADRÃO / STANDARD

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010003P
 LOTE / LOT: 10739018114
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.42
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.331
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	7.69 - 9.59	9.25
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	10.6 - 13.3	12.16

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
 Controle de Qualidade / Quality Control