

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310058**  
**CÓDIGO / CODE** **108361**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **3010060K**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO**

**KIT**  
LOTE / LOT: 1083611896  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2018  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010030MK  
LOTE / LOT: 1083601861  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

**PADRÃO / STANDARD**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010003P  
LOTE / LOT: 10739018115  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.46
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.328
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	7.69 - 9.59	9.14
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	10.6 - 13.3	12.10

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**