

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310211
CÓDIGO / CODE 109371
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3010250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093711732
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010250MKWS
LOTE / LOT: 1093751731
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.336
TRULAB N - LOTE: 22255 (mg/dL)	8.99 - 11.2	10.67
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	10.3 - 12.8	12.43

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control