

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310211  
**CÓDIGO / CODE** 109371  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3010250KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1093711835  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2019

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 3010250MKWS  
**LOTE / LOT:** 1093751834  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.336
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	8.99 - 11.2	10.67
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	10.3 - 12.8	12.43

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**