

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310040  
**CÓDIGO / CODE** 107087  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020250K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

**KIT**

LOTE / LOT: 10708718110  
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 06/2018  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2019

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MK  
LOTE / LOT: 10719018125  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020

**PADRÃO / STANDARD**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020003P  
LOTE / LOT: 1072531866  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2019

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION         | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION            | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE            | LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID      | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR                      | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According  |
| pH (25oC)                       | 6.60 - 6.80                              | 6.68                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.100                            | 0.004               |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)  | 127 - 168                                | 145.33              |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)  | 175 - 232                                | 204                 |
| TRULAB L - LOTE: 23771 (mg/dL)  | 145 - 192                                | 169.33              |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control