

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310195</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110149</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1020180MWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>COLESTEROL WS 6X30 ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1101491934
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
	LOTE / LOT: 1101501932
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2021

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.100	0.003
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	132 - 175	153.1
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	188 - 249	222.1
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	131 - 174	152.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**