

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310195</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111203</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1020174.4RWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML (RESPONS)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1112032014
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020043.6RWS
	LOTE / LOT: 1112022014
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.008
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	156.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	217.6
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	156.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control