

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310101**
CÓDIGO / CODE **107937**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2090075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT: 1079371843
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2018
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2090020R1K
 LOTE / LOT: 1079381842
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2090015R2K
 LOTE / LOT: 1079401842
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO PALHA - CLEAR, COLOURLESS TO PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.50 - 7.70	Conforme/According
PH (25 oC) R2	4.50 - 4.70	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	7.50 - 7.70	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	>2.300 - > 2.300	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	> 1.700 - > 1.700	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	5015 - 7217	6445
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	6860 - 9872	8590

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control