

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310101
CÓDIGO / CODE	107937
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2090075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1079371946
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 03/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2090020R1K
	LOTE / LOT: 1079381945
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2090015R2K
	LOTE / LOT: 1079401945
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO PALHA - CLEAR, COLOURLESS TO PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.50 - 7.70	Conforme/According
PH (25 oC) R2	4.50 - 4.70	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	7.50 - 7.70	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	>2.300 - > 2.300	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	> 1.700 - > 1.700	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 24382 (U/L)	5015 - 7217	6287
TRULAB P - LOTE: 24383 (U/L)	6796 - 9779	8528

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control