

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310057 |
| CÓDIGO / CODE | 107089 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1030250K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 10708918169 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 01/2020 |
| REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1030200R1K |
| LOTE / LOT: | 10719118162 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 02/2020 |
| REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1030050R2K |
| LOTE / LOT: | 10719418129 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 01/2020 |
| PADRÃO / STANDARD | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1030003P |
| LOTE / LOT: | 10735518145 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 05/2020 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.90 - 13.10 | 12.93 |
| PH (25 oC) R2 | 1.60 - 1.80 | 1.74 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.250 | 0.143 |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL) | 1.30 - 2.03 | 1.70 |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL) | 3.76 - 5.88 | 4.98 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control