

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310057**  
**CÓDIGO / CODE** **107089**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **1030250K**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO**

**KIT**

LOTE / LOT: 10708918181  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2018  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1K  
 LOTE / LOT: 10719118169  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050R2K  
 LOTE / LOT: 10719418135  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

**PADRÃO / STANDARD**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030003P  
 LOTE / LOT: 10735518151  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                       | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID  | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                         | 12.90 - 13.10                                       | 12.97               |
| PH (25 oC) R2                         | 1.60 - 1.80   | 1.76                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm    | 0.000 - 0.030                                       | 0.000               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.250                                       | 0.129               |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)        | 1.30 - 2.03   | 1.56                |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)        | 3.76 - 5.88   | 4.92                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
 Controle de Qualidade / Quality Control