

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310205 |
| CÓDIGO / CODE | 109361 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1030500KWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1093611975 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2019 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1KWS |
| | LOTE / LOT: 1093641973 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2020 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030100R2KWS |
| | LOTE / LOT: 1093651973 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020 |
| | PADRÃO / STANDARD |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: #N/D |
| | LOTE / LOT: #N/D |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: #N/D |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.90 - 13.10 | 12.96 |
| PH (25 oC) R2 | 1.60 - 1.80 | 1.76 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.250 | 0.132 |
| TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL) | 1.24 - 1.94 | 1.62 |
| TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL) | 3.60 - 5.64 | 4.73 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control