

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310205</b>   |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>111219</b>  |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1030200RWS</b>  |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>CREATININA WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)</b> |
|                                     | <b>KIT</b>   |
|                                     | LOTE / LOT: 1112191910   |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2019                             |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020                        |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                                  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050TWS                       |
|                                     | LOTE / LOT: 1112181910   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020                        |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                                  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050TWS                       |
|                                     | LOTE / LOT: 1112181910   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020                        |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                       | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID  | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                         | 12.90 - 13.10                                       | 13.05               |
| PH (25 oC) R2                         | 1.60 - 1.80   | 1.71                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm    | 0.000 - 0.030                                       | 0.00                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.250                                       | 0.135               |
| TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)        | 1.30 - 2.03   | 1.66                |
| TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)        | 3.60 - 5.64   | 4.58                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control