

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310054**
CÓDIGO / CODE **107081**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2030075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT: 10708118112
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2018
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030020R1K
 LOTE / LOT: 10721918103
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030015R2K
 LOTE / LOT: 10722018102
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE CHEIRO DE AMINAS - SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.35
pH R2 (25 oC)	8.9 - 9.1	9.03
pH R1 + R2 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.40
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405nm	0.3 - 0.6	0.400
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	61.1 - 102	86.4
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	143 - 238	186.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control