

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310054
CÓDIGO / CODE 107314
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2030250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML

KIT
LOTE / LOT: 1073141898
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030040R1K
LOTE / LOT: 1073851897
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2019

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030050R2K
LOTE / LOT: 1073861894
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2019

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | LEVE CHEIRO DE AMINAS - SLIGHT SMELL AMINES | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 (30 oC) | 10.3 - 10.5 | 10.36 |
| pH R2 (25 oC) | 8.9 - 9.1 | 9.08 |
| pH R1 + R2 (30 oC) | 10.3 - 10.5 | 10.39 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405nm | 0 - 0.03 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405nm | 0.3 - 0.6 | 0.358 |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L) | 61.1 - 102 | 76.0 |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L) | 143 - 238 | 172.6 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control