

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310054
CÓDIGO / CODE	110157
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2030075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101571830
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 12/2018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030020R1M
	LOTE / LOT: 1101581829
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030015R2M
	LOTE / LOT: 1101591829
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE CHEIRO DE AMINAS - SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.45
pH R2 (25 oC)	8.9 - 9.1	9.01
pH R1 + R2 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405nm	0 - 0.03	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405nm	0.3 - 0.6	0.320
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	61.1 - 102	75.9
TRULAB P - LOTE: 24383 (U/L)	143 - 238	171.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control