

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310054</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111217</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2030179.2R</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>FOSFATASE ALCALINA (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 111217186
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030044.8T
	LOTE / LOT: 111216186
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030044.8T
	LOTE / LOT: 111216186
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE CHEIRO DE AMINAS - SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.45
pH R2 (25 oC)	8.9 - 9.1	9.01
pH R1 + R2 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405nm	0 - 0.03	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405nm	0.3 - 0.6	0.320
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	61.1 - 102	75.9
TRULAB P - LOTE: 24383 (U/L)	143 - 238	171.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control