

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310061
CÓDIGO / CODE	107391
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3040075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FOSFATO UV R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10739119130
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040020R1K
	LOTE / LOT: 1073931994
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040015R2K
	LOTE / LOT: 1073961995
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040003P
	LOTE / LOT: 1073611994
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	COMO DERIVADOS DE POLI-OXIDOS - LIKE POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
PH R1 (25 oC)	0.70 - 0.90	0.71
PH R2 (25 oC)	4.70 - 4.90	4.78
PH R1+R2 (25 oC)	0.80 - 1.00	0.83
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.050	0.008
ABSORBANCIA/ABSORBANCE (R1+R2) - R1 - 340 nm	0.000 - 0.300	0.076
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 340 nm	0.000 - 0.250	0.160
TRULAB N LOTE 24382 (mg/dL)	2.72 - 3.92	3.37
TRULAB P LOTE 24383 (mg/dL)	5.93 - 8.53	7.14

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control