

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310059
CÓDIGO / CODE	107321
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2070250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GAMA-GT IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10732119108
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 03/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2070040R1K
	LOTE / LOT: 10722719105
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2070050R2K
	LOTE / LOT: 10738219105
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO E AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	8.18 - 8.38	8.28
pH (25 oC) R2	5.90 - 6.10	6.01
pH (25 oC) R1+ R2	8.15 - 8.35	8.27
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.450 - 0.650	0.515
TRULAB N - LOTE: 24382 (U/L)	22.4 - 35.0	29.3
TRULAB P - LOTE: 24383 (U/L)	61.7 - 96.5	79.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control