

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310052 |
| CÓDIGO / CODE | 107094 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1050250K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | HDL-C IMUNO R1 1X200ML + R2 1X50ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10709421225 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050200R1K |
| | LOTE / LOT: 10719821216 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050050R2K |
| | LOTE / LOT: 10719921218 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 6.90 - 7.10 | Conforme/According |
| PH (25 oC) R2 | 6,90 - 7,10 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 600-700 nm | 0.000 - 0.0150 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 600-700 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL) | 29.60 - 44.40 | 36.6 |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL) | 39.00 - 51.60 | 45.6 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL) | 53.10 - 70.30 | 57.0 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control