

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310103
CÓDIGO / CODE	107944
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2100075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	LDH DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML
KIT	
LOTE / LOT:	1079441890
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2100020R1K
LOTE / LOT:	1072251897
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2100015R2K
LOTE / LOT:	1072261879
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.35 - 7.55	7.47
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.54
pH (25 oC) R1+ R2	7.40 - 7.60	7.57
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.030	0.014
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.100 - 1.500	1.384
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	212 - 305	258.27
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	413 - 594	496.46

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control