

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310092</b>                        |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107105</b>                             |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>2110075K</b>                           |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>LIPASE COLOR R1 3X20ML + R2 1X15ML</b> |
|                                     | <b>KIT</b>                                |
|                                     | LOTE / LOT: 10710519138                   |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2019        |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019   |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>             |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2110020R1K  |
|                                     | LOTE / LOT: 10722919150                   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019   |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>             |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2110015R2K  |
|                                     | LOTE / LOT: 10723019136                   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2019   |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION            | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                      | RESULTADO / RESULTS |
|------------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1            | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS                               | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2            | LEVEMENTE TURVO, LARANJA AVERMELHADO - SLIGHTLY TURBID, ORANGE-RED | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                      | ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR                         | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                      | ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR                         | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                      | 7.85 - 8.15  | Conforme/According  |
| PH (25 oC) R2                      | 3,85 - 4,15  | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1 + R2                 | 7.75 - 8.05  | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 578 nm | 0.000 - 0.070  | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 578 nm | 0,000 - 0,300  | Conforme/According  |
| TRULAB N - LOTE: 24382 (U/L)       | 49.0 - 73.5  | 55.57               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control