

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| MS ANVISA | 80115310210 | |
| CÓDIGO / CODE | 109386 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1120250KWS | |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML | |
| | KIT | |
| | LOTE / LOT: | 1093861950 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE | 10/2019 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 09/2021 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1120040R1KWS |
| | LOTE / LOT: | 1093891949 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 09/2021 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1120050R2KWS |
| | LOTE / LOT: | 1093901949 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 09/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.6 - 13.0 | 12.90 |
| pH (25 oC) R2 | 13.1 - 13.5 | 13.39 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060 | 0.048 |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL) | 5.71 - 7.13 | 7.12 |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL) | 7.79 - 9.71 | 8.83 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control