

Soro controle de Lipídios

Sérum de control Lipidos

Constituinte Constituyente	Método	Fabricante	Valor de medição Valor de medición	Limites máximos	Unidade Unidad	
<b>APO A1</b> Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico Inmunoturbidimétrico	Diasys	124	99,2 - 149	mg/dL	
			1,24	0,992 - 1,49	g/L	
<b>APO B</b> Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico Inmunoturbidimétrico	Diasys	83,7	67,0 - 100	mg/dL	
			0,837	0,670 - 1,00	g/L	
<b>CHOL</b> Colesterol total	CHOD-PAP	Koalent	168	145 - 192	mg/dL	
		Diasys	4,35	3,74 - 4,96	mmol/L	
			1,68	1,45 - 1,92	g/L	
<b>HDL-C</b> Colesterol HDL	Imunoinibição direta inmunoinhibición directa	Kovalent	44,7	35,8 - 53,7	mg/dL	
			1,16	0,925 - 1,39	mmol/L	
			0,447	0,358 - 0,537	g/L	
	CHOD-PAP	Precipitado	Diasys	39,8	31,8 - 47,8	mg/dL
				1,03	0,824 - 1,24	mmol/L
				0,398	0,318 - 0,478	g/L
<b>LDL-C</b> Colesterol LDL	Trucal Lipid stand	Diasys	97,9	78,4 - 118	mg/dL	
			2,53	2,03 - 3,04	mmol/L	
			0,979	0,784 - 1,18	g/L	
			94,1	75,3 - 113	mg/dL	
			2,43	1,95 - 2,92	mmol/L	
			0,941	0,753 - 1,13	g/L	
	Seleção homogênea Selección homogênea	Respons 920: Trucal Lipid stand	Diasys	92,2	73,8 - 111,0	mg/dL
				2,38	1,91 - 2,86	mmol/L
				0,922	0,738 - 1,11	g/L
				94,5	75,6 - 113,0	mg/dL
				2,44	1,95 - 2,93	mmol/L
				0,945	0,756 - 1,13	g/L
CHOD-PAP	Precipitado	Diasys	109	87,0 - 131	mg/dL	
			2,81	2,25 - 3,38	mmol/L	
			1,09	0,870 - 1,31	g/L	
<b>Lp-PLA2</b> Lipoproteína associada fosfolipase A2	Teste colorimétrico Prueba colorimétrica	Diasys	307	246 - 368	U/L	
			5,12	4,09 - 6,14	μkat/L	
<b>NEFA</b> Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	enzimático	Diasys	10,7	8,54 - 12,8	mg/dL	
			0,378	0,302 - 0,454	mmol/L	
			0,107	0,085 - 0,128	g/L	
<b>PL</b> Fosfolipídios Fosfolípidos	enzimático	Diasys	190	152 - 228	mg/dL	
			2,45	1,96 - 2,94	mmol/L	
			1,90	1,52 - 2,28	g/L	
<b>TG</b> Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	Kovalent Diasys	128	102,2 - 153	mg/dL	
			1,44	1,150 - 1,73	mmol/L	
			1,28	1,022 - 1,53	g/L	

## FABRICANTE

### Koalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414

www.koalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Farm. Resp.: Jorge A. Janoni

CRF: 2648-RJ

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 -  
sac@koalent.com.br