

Soro controle de Lipídios

Sérum de control Lipídios

Constituinte Constituyente	Método Método	Fabricante Fabricante	Valor de medição Valor de medición	Limites máximos	Unidade Unidad
APO A1 Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Diasys	124	99,2 - 149	mg/dL
			1,24	0,992 - 1,49	g/L
APO B Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Diasys	83,7	67,0 - 100	mg/dL
			0,837	0,670 - 1,00	g/L
CHOL Colesterol total	CHOD-PAP	Koalent	168	145 - 192	mg/dL
		Diasys	4,35	3,74 - 4,96	mmol/L
			1,68	1,45 - 1,92	g/L
HDL-C Colesterol HDL	Imunoinibição direta inmunoinhibición directa	Kovalent Diasys	44,7	35,8 - 53,7	mg/dL
			1,16	0,925 - 1,39	mmol/L
			0,447	0,358 - 0,537	g/L
	CHOD-PAP Precipitado	Diasys	39,8	31,8 - 47,8	mg/dL
			1,03	0,824 - 1,24	mmol/L
			0,398	0,318 - 0,478	g/L
LDL-C Colesterol LDL	Trucal Lipid stand	Diasys	97,9	78,4 - 118	mg/dL
			2,53	2,03 - 3,04	mmol/L
			0,979	0,784 - 1,18	g/L
	Trucal (Topkal) HDL/LDL stand	Diasys	94,1	75,3 - 113	mg/dL
			2,43	1,95 - 2,92	mmol/L
			0,941	0,753 - 1,13	g/L
	Seleção homogênea Selección homogênea	Diasys	92,2	73,8 - 111	mg/dL
			2,38	1,91 - 2,86	mmol/L
			0,922	0,738 - 1,11	g/L
	Respons 920: Trucal Lipid stand	Diasys	94,5	75,6 - 113,0	mg/dL
			2,44	1,95 - 2,93	mmol/L
			0,945	0,756 - 1,13	g/L
Respons 920: Trucal (Topkal) HDL/LDL stand	Diasys	109	87,0 - 131	mg/dL	
		2,81	2,25 - 3,38	mmol/L	
		1,09	0,870 - 1,31	g/L	
Lp-PLA2 Lipoproteína associada fosfolipase A2	Teste colorimétrico Prueba colorimétrica	Diasys	307	246 - 368	U/L
			5,12	4,09 - 6,14	µkat/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	enzimático	Diasys	10,7	8,54 - 12,8	mg/dL
			0,378	0,302 - 0,454	mmol/L
			0,107	0,085 - 0,128	g/L
PL Fosfolípidios Fosfolípidos	enzimático	Diasys	190	152 - 228	mg/dL
			2,45	1,96 - 2,94	mmol/L
			1,90	1,52 - 2,28	g/L
TG Triglicérides Triglicéridos	GPO-PAP	Koalent	128	102,2 - 153	mg/dL
		Diasys	1,44	1,150 - 1,73	mmol/L
			1,28	1,022 - 1,53	g/L

FABRICANTE

Koalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardenha, 110 – Jd. Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414

www.koalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Farm. Resp.: Jorge A. Janoni

CRF: 2648-RJ

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 -
sac@koalent.com.br