

TopKal HDL/LDL - 2 mL

Lote 1100101936
Validade/Validez: 04/2021

Soro de calibração lipídios
Suero de calibración lípidos

6290002KC TOPKAL HDL/LDL 1 X 2 mL
6290004KC TOPKAL HDL/LDL 2 X 2 mL

Constituinte Constituyente	Método Método	Traceabilidade Trazabilidad	calibração calibración	Unidade Unidad
HDL-C HDL Cholesterol Colesterol HDL	Immunoinhibition	Koalent / Diasys	63,2 1,63 0,632	mg/dL mmol/L g/L
LDL-C LDL Cholesterol Colesterol LDL	Select	Diasys	149 3,85 1,49	mg/dL mmol/L g/L
Lp-PLA2 Lipoprotein-associated phospholipase A2 La fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína	Colorimetric test	Diasys	436 7,26	U/L µkat/L
NEFA Non-esterified fatty acids Acidos grasos no esterificados	Enzimatic	Diasys	31,9 1,13 0,319	mg/dL mmol/L g/L
PL Phospholipids Fosfolípidos	Enzimatic	Diasys	277 3,57 2,77	mg/dL mmol/L g/L

Notes: * Data not available at the time of printing. Please inquire.

No se disponía de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte cualquier duda.
Informações não disponíveis no momento. Qualquer dúvida, favor entrar em contato

FABRICANTE

Koalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414

www.koalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 - sac@koalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56