

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
CÓDIGO / CODE 109398
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

KIT

LOTE / LOT: 1093981845
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
LOTE / LOT: 1094001844
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.1 - 7.3 | 7.20 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.080 | 0.012 |
| TRULAB N - LOTE : 23843 (mg/dL) | 72.7 - 105 | 88.7 |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL) | 165 - 238 | 207.4 |
| TRULAB L - LOTE: 23771 (mg/dL) | 102.2 - 153.0 | 134.8 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control