

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310207</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109398</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1060500KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093981846
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
	LOTE / LOT: 1094001845
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.29
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.012
TRULAB N - LOTE : 23843 (mg/dL)	72.7 - 105	86
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	165 - 238	195
TRULAB L - LOTE: 23771 (mg/dL)	102.2 - 153.0	131

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control