

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310041</b>                                    |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107099</b>   |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1070250K</b>                                       |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO</b> |
|                                     | <b>KIT</b>  |
|                                     | LOTE / LOT: 10709920200                               |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020                    |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022               |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                         |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1K              |
|                                     | LOTE / LOT: 10720120156                               |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022               |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                         |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070050R2K              |
|                                     | LOTE / LOT: 10720420134                               |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022               |
|                                     | <b>PADRÃO / STANDARD</b>                              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070003P                |
|                                     | LOTE / LOT: 10725620125                               |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023               |

| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>        | <b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>              | <b>RESULTADO / RESULTS</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | Conforme/According         |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID       | Conforme/According         |
| ODOR/ODOUR R1                         | LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL            | Conforme/According         |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According         |
| pH (25 oC) R1                         | 7.70 - 7.90                                       | 7.81                       |
| pH (25 oC) R1 + R2                    | 7.70 - 7.90                                       | 7.80                       |
| pH (25 oC) R2                         | 9.50 - 9.70                                       | 9.59                       |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm    | 0.200 - 0.300                                     | 0.245                      |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 1.700 - 2.000                                     | 1.919                      |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)        | 32.6 - 51.0                                       | 43.34                      |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)        | 116 - 182   | 156.54                     |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control