

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310041	
CÓDIGO / CODE	107099	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070250K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10709918140
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070200R1K
	LOTE / LOT:	10720118136
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070050R2K
	LOTE / LOT:	10720418111
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
	PADRÃO / STANDARD	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070003P
	LOTE / LOT:	1072561898
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOW LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.88
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.85
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.243
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.902
TRULAB N - LOTE:23843 (mg/dL)	32.2 - 50.3	39.52
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	117 - 184	153.75

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control