

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310189  
**CÓDIGO / CODE** 111183  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070179.2RWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** UREIA UV WS R1 4X34,5ML + R2 4X10,3ML (RESPONS)

**KIT**

**LOTE / LOT:** 111183184  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 08/2018  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2020

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1070044.8TWS  
**LOTE / LOT:** 111184184  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2020

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1070044.8TWS  
**LOTE / LOT:** 111184184  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOW LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.80
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.81
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.55
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.238
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.879
TRULAB N - LOTE:23843 (mg/dL)	32.0 - 50.0	40.03
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	117 - 184	153.95

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá  
Controle de Qualidade / Quality Control